





HOGGI®

OFFICINE ORTOPEDICHE
RIZZOLI
A MISURA DI FUTURO

Scheda d'ordine SHARKY Mis. 1

	<input type="checkbox"/>	Configurazione Sharky wc e doccia	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Configurazione Sharky bagnetto
<ul style="list-style-type: none"> - SHARKY Unità seduta Mis 1 - Supporti del bacino in PU per una larghezza - SHARKY Base Mobile Mis 1 - Doppie route da 75 mm - Staffa poggiapiedi mis 1, reg. in angl., e rimovibile (22 - 40 cm) - Poggiatesta in PU, Regolabile in tutte le direzioni, incl. Adattator 			<ul style="list-style-type: none"> - SHARKY Unità seduta Mis 1 - Supporti del bacino in PU per una larghezza - Poggiatesta in PU, Regolabile in tutte le direzioni, incl. Adattator - Base per bagnetto bimbo con regolazione dell'angolo 			

Codice CND: Y180939 / Y180939	Codice CND: Y180939
Numero iscrizione al rep. DM: 2188845/ 2188855	Numero iscrizione al rep. DM: 2188855
Prezzo al Pubblico Escluso IVA:	
CONFIGURAZIONE WC E DOCCIA: 2625,00 €	CONFIGURAZIONE BAGNETTO: 1798,00 €

Si prega di consultare le note riportate in fondo alla presente scheda di configurazione

Colori

TELAIO		
Std	<input type="checkbox"/> 22	Bianco
IMBOTTITURA		
Std	<input type="checkbox"/> 19	Blu cielo

Variazioni basiche

	Codice	Descrizione	Note	Qtà.	Prezzo €
Std	<input type="checkbox"/> 3401-2000	SHARKY Unità seduta Mis 1	01	1 Pezzo	
Con o o	<input type="checkbox"/> 3401-2161	Supporti del bacino in PU per una larghezza di 24 cm	02	1 Coppia	
	<input type="checkbox"/> 3401-2162	Supporti del bacino in PU per una larghezza di 27 cm			
	<input type="checkbox"/> 3401-2163	Supporti del bacino in PU per una larghezza di 30 cm			
Std	<input type="checkbox"/> 3401-1000	SHARKY Base Mobile Mis 1	03	1 Pezzo	
Con o	<input type="checkbox"/> 3401-1150	Doppie route da 75 mm	04 05	1 Coppia	€ 160,00
	<input type="checkbox"/> 3401-1160	Doppie route da 100 mm		1 Coppia	

Accessori

	Codice	Descrizione	Note	Qtà.	Prezzo €
	<input type="checkbox"/> 3401-2360	Maniglia di spinta	06	1 Pezzo	€ 130,00
Std	<input type="checkbox"/> 3401-2400	Staffa poggiapiedi mis 1, reg. in angl., e rimovibile (22 - 40 cm)	07	1 Pezzo	
Std	<input type="checkbox"/> 3401-7600	Poggiatesta in PU, Regolabile in tutte le direzioni, incl. adattatore	08	1 Pezzo	
	<input type="checkbox"/> 3401-7700	Pelotte toracali in PU Mis 1 (11 x 6 cm), Reg.in alt. ed larg (swing away)	09	1 Coppia	€ 360,00
	<input type="checkbox"/> 3402-7700	Pelotte toracali in PU Mis 2 (14 x 8 cm), Reg.in alt. ed larg (Swing away)		1 Coppia	€ 360,00
	<input type="checkbox"/> 3401-5601	Pettorina a farfalle in neoprene MIS 1	10	1 Pezzo	€257,00
	<input type="checkbox"/> 3401-5602	Pettorina a farfalle in neoprene MIS 2		1 Pezzo	€ 257,00



HOGGI®



OFFICINE ORTOPEDICHE
RIZZOLI
A MISURA DI FUTURO

<input type="checkbox"/>	3401-6301	Cintura pelvica con imbott. In neoprene Mis 1 (4 x 13 cm)	11	1 Pezzo	€ 106,06
<input type="checkbox"/>	3401-6302	Cintura pelvica con imbott. In neoprene Mis 2 (4 x 17 cm)		1 Pezzo	€ 106,06
<input type="checkbox"/>	3401-6402	A2J Cintura di retrazione pelvica 3D taglia "S" (SW 24 - 30)	12	1 Pezzo	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	3401-6403	A2J Cintura di retrazione pelvica 3D taglia "M"(SW 24 - 30)		1 Pezzo	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	3401-6100	Bracciali con cuscinetti in PU, rimovibili, regolabili in altezza (14.5-20.5 cm)	13	1 Coppia	€ 362,00
<input type="checkbox"/>	3401-8100	Tavolo terapeutico, regolabile in profondità, rimovibile	14	1 Pezzo	€ 266,00
<input type="checkbox"/>	3401-7800	Cuneo Divaricatore Mis1 (100x85x80 cm) , Ribaltabile e rimovibile	15	1 Pezzo	€ 160,00
<input type="checkbox"/>	3401-6500	Supporto per I polpacci in neoprene	16	1 Pezzo	€ 99,00
<input type="checkbox"/>	3401-6601	Cavigliere in neoprene Mis 1	17	1 Coppia	€ 150,00
<input type="checkbox"/>	3401-6602	Cavigliere in neoprene Mis 2		1 Coppia	€ 150,00
<input type="checkbox"/>	3401-5100	Padella toilet, incl. adattatore	18	1 Pezzo	€ 99,00
<input type="checkbox"/>	3401-5110	Paraspruzzi in PU, rimovibile	19	1 Pezzo	€ 69,00
<input type="checkbox"/>	3401-2266	Inserito rimovibile in Pu per uso igienico		1 Pezzo	€ 99,00
Std <input type="checkbox"/>	3401-3000	Base per bagnetto bimbo con regolazione dell'angolo (Std SOLO IN CONF. BAGNETTO)	20	1 Pezzo	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	3401-3100	Base con adattatore per il wc		1 Pezzo	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	3401-2161E	Supporti del bacino in PU per una larghezza di 24 cm (ricambio)		1 Coppia	€ 99,00
<input type="checkbox"/>	3401-2162E	Supporti del bacino in PU per una larghezza di 27 cm (ricambio)		1 Coppia	€ 99,00
<input type="checkbox"/>	3401-2163E	Supporti del bacino in PU per una larghezza di 30 cm (ricambio)		1 Coppia	€ 99,00


NOTE

Legenda: **Std** Configurazione standard con tempi di consegna entro 10 gg. Lavorativi

Nel caso la configurazione individuata preveda componenti non "Std" contattare l'Ufficio Acquisti per i tempi di consegna; prevedere comunque tempi superiori alle 5 settimane.

In conformità alla normativa vigente, l'ausilio è prescrivibile a carico S.s.n., con prescrizione del Medico Specialista, riconducendo i codici, per omogeneità funzionale, ai seguenti riferimenti:

1) SHARKY WC E DOCCIA	2) SHARKY BAGNETTO
18.09.39.003	18.09.39.021
18.09.39.103	18.09.39.027
18.09.39.021	18.09.39.133
18.09.39.027	18.09.39.139
18.09.39.033	
18.09.39.133	
18.09.39.139	



HOGGI SHARKY

SCHEDA TECNICA

	MIS 1	Mis 2 (Disponibile dal 2022)
Larghezza del sedile	24, 27, 30 cm	29, 32, 35 cm
Profondità del sedile	27 - 36 cm	27 - 40 cm
Altezza schienale	35 o 45 cm	45 o 55 cm
Altezza pedana poggiatesta	22 - 40 cm	22 - 40 cm
Altezza seduta	44 - 53 cm	44 - 53 cm
Reclinazione Schienale	72° - 120°	72° - 120°
Basculamento seduta	-10° a + 45°	-10° a + 45°
Pedana Elevabile	78° - 138°	78° - 138°
Angolo pedana	80° - 100°	80° - 100°
Altezza Braccioli	14,5 - 20,5 cm	14,5 - 20,5 cm
Diametro Ruote	75mm , 100 mm	75mm , 100 mm
Carico massimo	60 Kg	60 Kg
Larghezza complessiva	56 cm	56 cm
Lunghezza complessiva	70 cm	70 cm
Peso Unità seduta	10,5 Kg	12,5 Kg
Peso	8,5 Kg	8,5 Kg



GALLERIA ACCESSORI



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20